


Preisliste / Price list

Referenzobjekte zur Skalierung und Zubehör / References to scale and accessoires


mediCAD Handbuch gedruckt / mediCAD user manual printed		
Artikel-Nr. / Article no.	Ihr Preis / Your price	
med-manual (Classic 276 pages)	75,00€	

*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt und Versandkosten.

All prices exclude VAT and shipping costs.

Referenzkugel (Kalibrierkugel) 25mm / Calibration sphere 25mm


Die Kalibrierkugeln sind aus Edelstahl gefertigt. Durch die Ausführung als Hohlkugel erreicht man eine erhebliche Gewichtseinsparung im Vergleich zu handelsüblichen Kugeln aus massivem Stahl. Durch die glatte Oberfläche ist eine einfache Reinigung der Kugel gewährleistet. Um genaueste Ergebnisse zu erzielen wird die Kugel auf Knochenebene platziert. Um die Kugel besser am Patienten anzubringen, bieten wir spezielle Einweg-Klebe pads an. / The calibration spheres are made out of stainless steel. The hollow sphere achieves a substantial weight reduction compared with commercial solid steel spheres. Simple cleaning of the sphere is ensured because of the Smooth surface. To get results as accurate as possible the sphere has to be placed on bone level. To place the sphere at the patient easily, we offer special one-way adhesive pads.

	Artikel-Nr. / Article no.	Ihr Preis / Your price	Nutzer anderer Systeme / Non mediCAD-user	
1x Kugel / 1x sphere	110061-0	69,00€	99,00€	
3x Kugel / 3x sphere	110061-3	185,00€	255,00€	
5x Kugel / 5x sphere	110061-5	285,00€	405,00€	
10x Kugel / 10x sphere	110061-10	519,00€	729,00€	

*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt und Versandkosten.


All prices exclude VAT and shipping costs.

**Referenzkugel-Set 25mm inklusive Klebepads zur Fixierung/
Calibration sphere set 25mm inclusive one-way adhesive pads**

	Artikel-Nr. / Article no.	Ihr Preis / Your price	Nutzer anderer Systeme / Non mediCAD-user	
1x Kugel + 10x Pads / 1x sphere + 10x pads	110053-0	79,00€	109,00€	
3x Kugel + 30 Pads / 3x sphere + 30x pads	110053-3	219,00€	295,00€	
5x Kugel + 50x Pads / 5x sphere + 50x pads	110053-5	345,00€	445,00€	
10x Kugel + 100x pads / 10x sphere + 100x pads	110053-10	599,00€	799,00€	

*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt und Versandkosten.
All prices exclude VAT and shipping costs.

Klebepads zur Fixierung / one-way adhesive pads

	Artikel-Nr. / Article no.	Ihr Preis / Your price	Nutzer anderer Systeme / Non mediCAD-user	
100x Pads / 100x pads	110055-0	69,00€	99,00€	
300x Pads / 300x pads	110055-3	185,00€	270,00€	
500x Pads / 500x pads	110055-5	285,00€	445,00€	
1000x pads / 1000x pads	110055-10	519,00€	729,00€	

**Referenzkugel Stand 25mm + Tisch mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung /
Calibration sphere 25mm + table with a flexible gooseneck for positioning**

	Artikel-Nr. / Article no.	Ihr Preis / Your price	Nutzer anderer Systeme / Non mediCAD-user
1x Tisch mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 1x table with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110059-0	185,00€	255,00€
1x Tisch mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 1x table with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110059-0-L	265,00€	355,00€
3x Tisch mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 3x table with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110059-3	495,00€	699,00€
3x Tisch mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 3x table with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110059-3-L	715,00€	972,00€
5x Tisch mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 5x table with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110059-5	725,00€	1045,00€
5x Tisch mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 5x table with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110059-5-L	1059,00€	1465,00€
10x Tisch mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 10x table with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110059-10	1249,00€	1859,00€
10x Tisch mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 10x table with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110059-10-L	1859,00€	2619,00€



*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt und Versandkosten.
All prices exclude VAT and shipping costs.

Referenzkugel Stand 25mm + Klammer mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung / Calibration sphere 25mm + clamp with a flexible gooseneck for positioning

	Artikel-Nr. / Article no.	Ihr Preis / Your price	Nutzer anderer Systeme / Non mediCAD-user	
1x Klammer mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 1x clamp with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110060-0	185,00€	255,00€	
1x Klammer mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 1x clamp with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110060-0-L	265,00€	355,00€	
3x Klammer mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 3x clamp with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110060-3	495,00€	699,00€	
3x Klammer mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 3x clamp with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110060-3-L	715,00€	972,00€	
5x Klammer mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 5x clamp with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110060-5	725,00€	1045,00€	
5x Klammer mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 5x clamp with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110060-5-L	1059,00€	1465,00€	
10x Klammer mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 10x clamp with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110060-10	1249,00€	1859,00€	
10x Klammer mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 10x clamp with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110060-10-L	1859,00€	2619,00€	

*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt und Versandkosten.
All prices exclude VAT and shipping costs.

Referenzkugel Stand 25mm + Magnet mit Schwanenhals zur flexiblen Positionierung
/ Calibration sphere 25mm + magnet with flexible gooseneck for positioning

	Artikel-Nr. / Article no.	Ihr Preis / Your price	Nutzer anderer Systeme / Non mediCAD-user
1x Magnet mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 1x magnet with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110066-0	185,00€	255,00€
1x Magnet mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 1x magnet with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110066-0-L	265,00€	355,00€
3x Magnet mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 3x magnet with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110066-3	415,00€	699,00€
3x Magnet mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 3x magnet with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110066-3-L	715,00€	972,00€
5x Magnet mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 5x magnet with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110066-5	725,00€	1045,00€
5x Magnet mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 5x magnet with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110066-5-L	1059,00€	1465,00€
10x Magnet mit Schwanenhals (60cm) zur flexiblen Positionierung / 10x magnet with a flexible gooseneck (60cm) for positioning	110066-10	1249,00€	1859,00€
10x Magnet mit Schwanenhals (100cm) zur flexiblen Positionierung / 10x magnet with a flexible gooseneck (100cm) for positioning	110066-10-L	1859,00€	2619,00€



*Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt und Versandkosten.
All prices exclude VAT and shipping costs.

Mit allen Modellen unserer Skalierhilfen bieten wir Ihnen einfach zu handhabende Möglichkeiten, Ihre Röntgenaufnahmen mit einem Skalierobjekt zu versehen.

- Flexibler Arm zur genauen Platzierung
- Arm in der Länge veränderbar (Tisch u. Klammer)
- 25 mm Skalierkugel integriert
- Exakte Platzierung auf Knochenebene
- Die "25" ist wie die Kugel auf der Röntgenaufnahme sichtbar (nur bei Saugbefestigung)/
- Praktische Klemme für Standaufnahmen (Klammer)

With all models of our scaling stands we can offer easy to handle options to place a scaling reference on your x-ray images.

- *flexible arm for an exact placement*
- *variable length (table and clamp)*
- *25mm calibration sphere integrated to the front end*
- *accurate placement on bone level*
- *"25" is shown as the calibration sphere on the x-ray image (just on suction cup base)*
- *clamp for all x-rays in a standing position*



03.2019 – All rights reserved